



Rüsch



Superglide DD Tumor-Ureterstent

Steuerbar und dekonnektierbar

Hoher Widerstand gegen Kollabieren im Vergleich zu Teleflex Standard Ureterstents aus Polyurethan, aufgrund einer verstärkten Geflechtstruktur an der Stentwand¹

Steuerbares und dekonnektierbares (DD) System - PTFE-beschichteter Führungsdraht aus Edelstahl mit beweglichem Innenkern. Zur besseren Positionierung des Stents im Vergleich zu einem Ureterstent ohne Steuerbarkeit





Setbestandteile

- Ureterstent
- Fixierklemme
- Einführhülse aus Polyurethan, gelb, ca. 45 cm lang, mit DD-Kupplung
- Flexibler Führungsdraht aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung und beweglichem Kern: ca. 100 cm lang in den Sets mit zylindrisch geschlossener Spitze und ca. 150 cm lang in den Sets mit zentral offener Spitze
- Patientenausweis
- 3 selbstklebende Dokumentationsaufkleber
- Sterilverpackung
- Nur für die retrograde Anwendung verwendbar
- MRT-fähig

Superglide DD-Tumorstents

SPITZENFORM	AUGENKONFIGURATION	ART.-NR. ENTSPRECHEN DER LÄNGE DES GERADEN TEILS ENTSPRECHEND DER LÄNGE DES GERADEN TEILS					BESTELLGRÖSSE (CH.)	VE
		20 CM	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM		
Zylindrisch, geschlossen	Für simultane Anwendungen							
		-	-	335524 ¹	335526	335528	6/7	2
Zentral offen	Für koaxiale Anwendungen							
		335620 ¹	335622 ¹	335624 ¹	335626	335628	6/7/8 ²	2

¹Nur in Ch. 7

²Nur Art.-Nr. 335626/335628

Maximaler Durchmesser des Führungsdrahtes für zentral offene Superglide DD Tumor-Ureterstents

ART.-NR. 335620 / 335622 / 335624 / 335626 / 335628		
Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028"	0,035"	0,035"

Quellenangaben:

1. Daten liegen Teleflex vor

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsich und Superglide sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen auf diesem Prospekt sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung des Produkts. Es sind unter Umständen nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter.

Überarbeitet: 04/20. © 2020 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2020-0203-DE · REV 1 · 06 20 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com